

SONALTO®

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Fonctionne avec des piles

SONALTO Classic*

Piles Zinc-Air A312


Voltage 1,4V

Indication Assistant d'écoute pré-réglé.
Correction des Presbyacousies (déficience auditive liée à l'âge) légères à modérées

RÉGLAGES TECHNIQUES

NIVEAUX DE SORTIE		Gain 11 dB	Gain 20 dB (réglage volume 3)
		MAX HF-Moyenne	99 dB 93 dB
AMPLIFICATION	HF-Moyenne	11 dB	20 dB
DISTORSION THD	500 Hz	0,5%	0,8%
	1000 Hz	0,1%	0,1%
	1600 Hz	0,4%	0,3%
Equivalent input noise		37 dB	30 dB
Consommation courant (mA@1,3V)		0,83	0,84

COURBES DE GAIN



✉ SONALTO, 42 rue de Longvic, 21300 chenove

☎ 03 80 447 447

@ contact@sonalto.com

OCTAVE-SONALTO, Assistant d'écoute pré-réglé - Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Indication : Correction des Presbyacousies (déficience auditive liée à l'âge) légères à modérées. En cas de gêne persistante, consulter un médecin ORL.
Demandez conseil à votre médecin ORL ou à votre pharmacien et lisez attentivement le manuel d'utilisation. SONALTO. 11/2020.